

Anticuerpo Policlonal Anti-F2RL3 Para Wb, Elisa - Q96Ri0

Número de artículo: CM0029989



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor 4 activado por proteinasas humano (F2RL3/PAR4) para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para la investigación de la señalización por trombina y la activación plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	F2RL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAR4; F2RL3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9002
ID del Gen	9002
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-150 de la F2RL3 humana (NP_003941.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96Ri0
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo