

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-F4/80 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61549

Número de artículo: CM0005472

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra F4/80 para uso en WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apoya estudios de biología de macrófagos, adhesión celular y desarrollo de células T reguladoras.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	F4/80 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2015
GeneID (Ratón)	13733
Inmunógeno	Proteína recombinante de F4/80 de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q61549
Peso de la proteína	102kDa
Envío	Bolsa de hielo