

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-F4/80 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q61549

Número de artículo: CM0022110

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra F4/80 de ratón (EMR1), un GPCR de adhesión específico de macrófagos. Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Demuestra reactividad cruzada con F4/80 humano. Ideal para estudios de interacción entre células inmunitarias.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | F4/80 pAb de conejo                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7                                                                                  |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                |
| ID del gen (humano) | 2015                                                                                                                                 |
| ID del gen          | 13733                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 367-645 de F4/80 de ratón (NP_034260.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón                                                                                                                        |
| SWISS               | Q61549                                                                                                                               |
| Peso de la proteína | 102 kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |