

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fa2H Para Wb, Elisa - Q7L5A8

Número de artículo: CM0015859

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la hidroxilasa 2 de ácidos grasos humanos (FA2H). Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Apoya la investigación en el metabolismo de esfingolípidos, la función del tejido neural y la formación de la barrera cutánea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FA2H Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAAH, FAH1, SCS7, SPG35, FAXDC1, FA2H
Especie	Humano
ID de Gen	79152 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 95-170 de FA2H humano (NP_077282.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q7L5A8
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo