

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Faah1 Para Wb, Elisa - 000519

Número de artículo: CM0015101

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la amida hidrolasa de ácidos grasos 1 (FAAH1), validado para Western blot y ELISA. Reacciona con la FAAH1 humana y de ratón. Ideal para la investigación del sistema endocannabinoide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FAAH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PSAB; FAAH-1; FAAH1
Especie	Humano
GeneID	2166
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-579 de la FAAH1 humana (NP_001432.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00519
Peso de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo