

Anticuerpo Policlonal Anti-Faah2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Gmr7

Número de artículo: CM0024405

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo FAAH2 para aplicaciones WB, IF/ICC, ELISA. Detecta FAAH2 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios sobre metabolismo de lípidos, señalización endocannabinoide y actividad de amidasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAAH2 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	AMDD; FAAH2
Especie	Humano
ID de Gen	158584
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 323-532 del FAAH2 humano (NP_777572.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6GMR7
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo