

Anticuerpo Policlonal Anti-Fabp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P07148

Número de artículo: CM0019326



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FABP1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la proteína de unión a ácidos grasos del hígado en humano, ratón y rata. Ideal para estudios del metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FABP1
Observaciones/Alias	FABP1; FABPL; L-FABP; proteína de unión a ácidos grasos 1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2168
GeneID	2168
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FABP1 humano (NP_001434.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07148
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo