

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fabp1 Para Wb - P07148

Número de artículo: CM0003570



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la FABP1 humana (L-FABP), apto para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Detecta FABP1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Está involucrado en el transporte lipídico intracelular y la captación de colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FABP1 Rabbit mAb
Notas / Alias	FABPL; L-FABP; FABP1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2168
ID del gen	2168
Inmunógeno	Péptido sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la FABP1 humana (P07148))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07148
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo