

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fabp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P07148

Número de artículo: CM0028745



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la FABP1 humana (L-FABP) para detección por Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de metabolismo lipídico y función hepática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FABP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FABPL; L-FABP; FABP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2168
GeneID	2168
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-127 de la FABP1 humana (NP_001434.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07148
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo