

Anticuerpo Policlonal Anti-Fabp12 Para Wb, Elisa - A6Nfh5

Número de artículo: CM0025921

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FABP12 validado para WB y ELISA. Reconoce FABP12 de humano y rata, una proteína de transporte lipídico expresada en retinoblastoma. Ideal para investigación de metabolismo lipídico y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FABP12 Rabbit pAb
Observaciones / Alias	FABP12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	646486
GeneID	646486
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de FABP12 humana (NP_001098751.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	A6NFH5
Peso molecular	16kDa
Envío	Bolsa de hielo