


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fabp3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05413

Número de artículo: CM0028565



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la FABP3 humana, también conocida como H-FABP o MDGI. Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Peso molecular: 15 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FABP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MDGI; FABP11; H-FABP; M-FABP; O-FABP; FABP3
Especie	Humana
GeneID	2170
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05413
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo