


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fabp4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15090

Número de artículo: CM0012760



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra FABP4 humano (proteína de unión a ácidos grasos de adipocitos), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación del transporte de lípidos y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FABP4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4
Especie	Humano
GeneID (humano)	2167
GeneID	2167
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-132 del FABP4 humano (NP_001433.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15090
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo