


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fabp5 Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q01469

Número de artículo: CM0004725



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo FABP5 validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA en muestras de Humano, Ratón, Rata. Transportador de ácidos grasos de cadena larga, endocannabinoides; implicado en inflamación y diferenciación de queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FABP5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP
Especie	Humano
GeneID	2171
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 de FABP5 humano (NP_001435.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01469
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo