


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fabp5 Para Wb Y Elisa - Q01469

Número de artículo: CM0015443



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FABP5 humano (E-FABP), validado para WB y ELISA. Detecta FABP5 de humano, ratón y rata; transportador intracelular de ácidos grasos implicado en la inflamación y la diferenciación de queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	FABP5 Rabbit pAb
Notas/Alias	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2171
ID del Gen	2171
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de FABP5 humano (NP_001435.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonares
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01469
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo