


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fabp5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01469

Número de artículo: CM0024740



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra FABP5 humano (E-FABP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del transporte de ácidos grasos, la inflamación y la diferenciación de queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FABP5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2171
GeneID	2171
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 de FABP5 humano (NP_001435.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01469
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo