


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fabp6 Para Wb, If-P, Elisa - P51161

Número de artículo: CM0028557



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FABP6 humano (Gastrotropina/ILBP) validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios sobre el metabolismo enterohepático de los ácidos biliares y la apoptosis en el cáncer de colon.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	FABP6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ILBP; I-15P; I-BAP; ILBP3; ILLBP; I-BABP; I-BALB; FABP6
Especie	Humano
GeneID	2172
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-128 de FABP6 humano (NP_001436.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51161
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo