


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fabp7 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15540

Número de artículo: CM0017836



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a FABP7 humano (BLBP, B-FABP). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y rata. Detecta la proteína de unión a lípidos cerebrales de 15 kDa esencial para el desarrollo del SNC. Adecuado para estudios de neurobiología y metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FABP7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRG; BLBP; FABPB; B-FABP; FABP7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2173
GeneID	2173
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-132 de FABP7 humano (NP_001437.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O15540
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo