


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fabpi (I-Fabp) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12104

Número de artículo: CM0007881



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra FABPI (I-FABP) humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre transporte de ácidos grasos intestinales y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	FABPI Rabbit mAb
Notas / Alias	FABPI; I-FABP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2169
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de FABPI humano (P12104)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P12104
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo