


Anticuerpo Policlonal Anti-Fabpi Para Wb, Elisa - P12104

Número de artículo: CM0024084



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la FABPI humana (I-FABP), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta la proteína de unión a ácidos grasos intestinal humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del transporte de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FABPI
Observaciones/Alias	FABPI; I-FABP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2169
ID del Gen	2169
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-132 de la FABPI humana (NP_000125.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12104
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo