


Anticuerpo Policlonal Anti-Factor IX / F9 Para Wb, If-P, Elisa - P00740

Número de artículo: CM0022917



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Factor IX humano (F9, FIX, factor Christmas). Validado para WB, IF-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la coagulación y el desarrollo de ensayos diagnósticos de hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Factor IX / F9 pAb de conejo
Observaciones/Alias	FIX; P19; PTC; HEMB; THPH8; F9 p22; Factor IX / F9
Especie	Humano
GeneID (humano)	2158
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-192 del Factor IX / F9 humano (NP_000124.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P00740
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo