


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fadd Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q61160

Número de artículo: CM0002075



Introducción

Explore el papel de FADD en la apoptosis y la inmunidad innata con este anticuerpo monoclonal de conejo validado, ideal para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FADD Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Mort1/FADD; FADD
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8772
GeneID	14082
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 de FADD de ratón (NP_034305.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q61160
Peso molecular de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo