

Anticuerpo Policlonal Anti-Fadd Para Wb, Ip, If-P, Elisa - Q61160

Número de artículo: CM0021085



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FADD (Mort1/FADD), producido contra FADD de ratón (aa 1-205). Adecuado para WB, IP, IF-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adaptador clave del DISC en apoptosis e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FADD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Mort1/FADD; FADD
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8772
GeneID	14082
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 del FADD de ratón (NP_034305.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q61160
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo