


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fadd Para Wb, Elisa - Q13158

Número de artículo: CM0003117



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra FADD humano (GIG3/MORT1), validado para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para investigación en apoptosis e inmunidad innata. - Q13158

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FADD
Observaciones/Alias	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8772
GeneID	8772
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-150 de FADD humano (Q13158).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13158
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo