


Anticuerpo C Policlonal De Conejo Anti-Fadd Para Wb, Ip, Elisa - Q13158

Número de artículo: CM0028429



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FADD humano (proteína de dominio de muerte asociada a FAS). Validado para WB, IP y ELISA; reacciona de forma cruzada con FADD de ratón y rata. Útil para la investigación de apoptosis, señalización de receptores de muerte e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	FADD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	8772
ID de gen	8772
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-208 del FADD humano (NP_003815.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13158
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo