

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fads1 Para Wb Y Elisa - O60427

Número de artículo: CM0002739

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-FADS1 para WB y ELISA, validado en humano, ratón y rata. Se dirige a la acil-CoA desaturasa implicada en el metabolismo de los PUFA y la respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FADS1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	D5D; TU12; FADS6; FADSD5; LLCDL1; FADS1
Especie	Humano
GeneID	3992
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 50-150 del FADS1 humano (O60427)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60427
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo