

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fads1 Para Wb, Elisa - O60427

Número de artículo: CM0023754

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FADS1 humana (delta-5 desaturasa) para WB y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Participa en el metabolismo de AGPI y la respuesta inflamatoria; ideal para investigación en metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FADS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	D5D, TU12, FADS6, FADSD5, LLCDL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3992
GeneID	3992
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 100-200 de FADS1 humana (NP_037534.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60427
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo