

Anticuerpo Policlonico Anti-Fads2 Para Wb Y Elisa - O95864

Número de artículo: CM0020138

Introducción

FADS2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonico validado para WB y ELISA, dirigido a la desaturasa de ácidos grasos 2 humana (O95864), una enzima clave en la biosíntesis de HUFA. Ideal para investigación en metabolismo y dermatología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FADS2 Rabbit pAb
Notas/Alias	D6D; DES6; TU13; FADSD6; LLCDL2; SLL0262; FADS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9415
GeneID	9415
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FADS2 humano (NP_004256.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonicos
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95864
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo