

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fads3 Para Wb Y Elisa - Q9Y5Q0

Número de artículo: CM0027916

Introducción

FADS3 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado contra la proteína recombinante FADS3. Detecta FADS3 humano, de ratón y de rata, con aplicaciones en WB y ELISA. Ideal para estudiar la desaturasa de ácidos grasos 3 en el metabolismo de los esfingolípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FADS3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CYB5RP; LLCDL3; FADS3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3995
GeneID	3995
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-130 de FADS3 humano (NP_068373.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5Q0
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo