


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Faf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unn5

Número de artículo: CM0028595



Introducción

CamelBio suministra un anticuerpo policlonal de conejo Anti-FAF1 para WB, IHC-P, ELISA. Tiene reactividad cruzada con humano, ratón y rata; detecta una banda de 74 kDa. Es útil para investigación de apoptosis, replicación del ADN y proteínas nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FAF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	hFAF1, CGI-03, HFAF1s, UBXD12, UBXN3A, FAF1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	11124
ID de gen	11124
Inmunógeno	Péptido sintético de FAF1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNN5
Peso de proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo