


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Faf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Cs3

Número de artículo: CM0019608



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FAF2 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce FAF2 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de ERAD, las gotas lipídicas y los gránulos de estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FAF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ETEA; UBXD8; UBXN3B; FAF2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	23197
ID del gen	23197
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96CS3
Peso de la proteína	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo