

Anticuerpo Policlonal Anti-Fah Para Wb, If/Icc, Elisa - P16930

Número de artículo: CM0025477

Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-FAH (Conejo) validado para WB, IF/ICC, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Dianas fumarylacetoacetasa, una enzima clave en el catabolismo de la tirosina. Ideal para la investigación de trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAH Conejo pAb
Observaciones/Alias	FAH
Especie	Humano
ID de Gen	2184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-419 de FAH humana (NP_000128.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16930
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo