

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fah Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16930

Número de artículo: CM0010552

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para FAH humana (fumarilacetoacetasa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio del metabolismo de la tirosina y trastornos hepáticos/renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FAH
Especie	Humana
GeneID	2184
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-419 de la FAH humana (NP_000128.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P16930
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo