

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Faim3 Para Wb, Elisa - O60667

Número de artículo: CM0030545



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad contra FAIM3 humano (TOSO, FcμR), validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata; peso molecular objetivo 43 kDa. Ideal para estudiar la biología del receptor de IgM en células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAIM3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TOSO; FAIM3; FcμR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-251 de FAIM3 humano (NP_005440.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60667
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo