


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fak (Focal Adhesion Kinase) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q05397

Número de artículo: CM0003534



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a FAK humano (Focal Adhesion Kinase 1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de adhesión y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo FAK
Observaciones/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5747
GeneID	5747
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05397
Peso Proteico	119kDa
Envío	Bolsa de hielo