


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fak Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q05397

Número de artículo: CM0016968



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FAK humano (Q05397) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación en adhesión celular, migración y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] FAK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5747
GeneID	5747
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 734-834 de FAK humano (NP_722560.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05397
Peso Proteico	119kDa
Envío	Bolsa de hielo