

Anticuerpo Policlonal Anti-Fam107A Para Wb, Elisa - 095990

Número de artículo: CM0020310

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la FAM107A humana (DRR1/TU3A), validado para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la dinámica de la actina, la función sináptica y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo para FAM107A
Observaciones/Alias	DRR1; TU3A; FAM107A
Especie	Humano
GenelD (Humano)	11170
GenelD	11170
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-144 de la FAM107A humana (NP_009108.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O95990
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo