

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam107A Para Wb, Elisa - O95990

Número de artículo: CM0019921

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana FAM107A. Adecuado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar la dinámica de la actina, la función sináptica y las vías relacionadas con tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra FAM107A
Observaciones/Alias	DRR1; TU3A; FAM107A
Especie	Humano
ID del Gen	11170
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-144 de la FAM107A humana (NP_009108.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95990
Peso Molecular de la Proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo