

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam120A Para Wb, Elisa - Q9Nzb2

Número de artículo: CM0021207

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana FAM120A (OSSA/C9orf10), adecuado para WB y ELISA. Detecta una proteína andamio asociada a membrana de ~122kDa involucrada en la señalización del estrés oxidativo, el metabolismo del ARN y la regulación de genes lipogénicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra FAM120A
Observaciones/Alias	OSSA; C9orf10; HBVPTAP; FAM120A
Especie	Humano
GeneID	23196
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la FAM120A humana (NP_055427.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZB2
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo