

Anticuerpo Policlonal Anti-Fam127A/Rtl8C Para Wb Y Elisa - A6Zki3

Número de artículo: CM0017862

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FAM127A/RTL8C humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de detección de proteína similar a Gag de retrotransposón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAM127A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CXX1; Mar8; MAR8C; Mart8; SIRH5; MART8C; FAM127A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8933
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-113 de FAM127A humano (NP_001071639.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	A6ZKI3
Peso de la Proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo