

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam127B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bwd3

Número de artículo: CM0022414

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FAM127B (RTL8A/CXX1B/MAR8A), generado con proteína recombinante de longitud completa. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAM127B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CXX1b; MAR8A; SIRH6; FAM127B
Especie	Humano
GenelD (Humano)	26071
GenelD	26071
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BWD3
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo