


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam129B Para Wb, Elisa - Q96Ta1

Número de artículo: CM0021630



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo FAM129B validado para WB y ELISA, dirigido contra FAM129B humano (Niban 2). Puede desempeñar funciones en la supresión de la apoptosis y la invasión de células de melanoma. Adecuado para la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	FAM129B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	OC58; MEG-3; C9orf88; FAM129B; MINERVA; bA356B19.6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64855
GeneID	64855
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 447-746 de FAM129B humano (NP_073744.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96TA1
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo