

Anticuerpo Policlonal Anti-Fam13A Para Wb, Elisa - 094988

Número de artículo: CM0012948

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FAM13A, validado para WB y ELISA. Detecta FAM13A humana, una proteína activadora de GTPasa potencial con un peso molecular predicho de 117 kDa. Ideal para investigación sobre empalme alternativo y fosforilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAM13A Conejo pAb
Observaciones/Alias	FAM13A1; ARHGAP48; FAM13A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10144
GeneID	10144
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O94988
Peso Proteico	117kDa
Envío	Bolsa de hielo