

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam155B Para Wb, Elisa - 075949

Número de artículo: CM0018740

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FAM155B (NALF2/TED) humano. Validado para transferencia de Western y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Suministrado para aplicaciones de investigación en canales iónicos y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	FAM155B Rabbit pAb
Notas/Alias	TED; TMEM28; CXorf63; FAM155B; bB57D9.1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27112
GeneID	27112
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 400-472 de FAM155B humano (NP_056501.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	075949
Peso proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo