

Anticuerpo Policlonal Anti-Fam160B2 Para Wb, Elisa - Q86V87

Número de artículo: CM0026757

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FAM160B2 humano (FHIP2B/RAI16), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para investigar las vías de señalización MAPK/ERK y TGFβ.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	FAM160B2 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	FAI16; RAI16; FAM160B2; RAM160B2
Especie	Humano
GeneID	64760
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 420-520 de FAM160B2 humano (NP_073586.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86V87
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo