

Anticuerpo Policiano Anti-Fam173B Para Wb Y Elisa - Q6P4H8

Número de artículo: CM0027342

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la FAM173B humana (subunidad C de la ATP sintasa lisina N-metiltransferasa). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre metilación mitocondrial y dolor crónico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAM173B Rabbit pAb
Notas/Alias	JS-2; FAM173B; hFAM173B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	134145
ID del Gen	134145
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-233 de la FAM173B humana (NP_954584.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P4H8
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo