


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam208A Para Wb, Elisa - Q9Uk61

Número de artículo: CM0012949



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-FAM208A validado para WB y ELISA. Se dirige a TASOR humano, un componente clave del complejo HUSH involucrado en el silenciamiento epigenético de retrotransposones. Ideal para estudios de cromatina y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FAM208A
Observaciones/Alias	RAP140; TASOR1; se89-1; C3orf63; FAM208A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23272
GeneID	23272
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-1000 de FAM208A humano (NP_001106207.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UK61
Peso Molecular de la Proteína	189kDa
Envío	Bolsa de hielo