


Anticuerpo Monoclonal Anti-Fam20A Para Wb - Q96Mk3

Número de artículo: CM0006726



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo FAM20A para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce la pseudocinasa humana FAM20A, un regulador de la biomineralización. Ideal para estudios de desarrollo dental y mineralización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FAM20A Ac. mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AI1G; AIGFS; FP2747; FAM20A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54757
GeneID	54757
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 442-541 de la FAM20A humana (NP_060035.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96MK3
Peso Proteico	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo