


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam20A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Mk3

Número de artículo: CM0027641



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la pseudocinasa humana FAM20A, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en biomineralización y esmalte.

[Aprende más](#)

Especificaciones Centrales del Producto	Detalles de los Parámetros
Nombre del Producto	FAM20A Conejo pAb
Observaciones/Alias	AI1G; AIGFS; FP2747; FAM20A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54757
GeneID	54757
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-240 de la FAM20A humana (NP_060035.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96MK3
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo