

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fam221A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8C790

Número de artículo: CM0023131

Introducción

El pAb de conejo Fam221a es un anticuerpo policlonal generado en conejo contra FAM221A de ratón. Validado para WB, IF/ICC, ELISA, y reacciona de forma cruzada con humano y rata. Adecuado para estudios de detección y localización de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fam221a Rabbit pAb
Observaciones/Alias	D330028D13Rik; Fam221a
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	340277
ID de Gen	231946
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-292 de Fam221a de ratón (NP_766315.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8C790
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo