

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fam3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P98173

Número de artículo: CM0006475

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a FAM3A humana (P98173). Validado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de defensinas e inmunidad contra hongos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FAM3A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DLD; 2.19; XAP-7; DXS560S; FAM3A
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	60343
ID de gen	60343
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-230 de FAM3A humana (NP_068578.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98173
Peso de proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo